


## Anti-Mapk1/Mapk3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P28482 / P27361

商品番号: CM0021330



### 前書き

MAPK1 (ERK2) および MAPK3 (ERK1) を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおけるウェスタンブロット、IF/ICC、ELISA に適しています。MAPK/ERK シグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | MAPK1/MAPK3 Rabbit pAb                                                   |
| 種           | ヒト                                                                       |
| GeneID (ヒト) | 5594/5595                                                                |
| GeneID      | 5594/5595                                                                |
| 免疫原         | ヒト MAPK1/MAPK3 (NP_620407.1/NP_002737.2) のアミノ酸 200-300 領域内の配列に対応する合成ペプチド |
| 供給源         | ウサギ                                                                      |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                                |
| アプリケーション    | WB, IF/ICC, ELISA                                                        |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                               |
| SWISS       | P28482/P27361                                                            |
| タンパク質分子量    | 36kDa/38kDa/40kDa/41kDa/43kDa                                            |
| 配送          | 氷袋                                                                       |