

ウエスタンブロットおよびElisa用 抗Mapkapk-2/Mk2

ウサギポリクローナル抗体 - P49137

商品番号: CM0014470



前書き

ヒトMAPKAPK-2/MK2 (P49137)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み、ラットとの交差反応性あり。ストレスシグナル伝達、サイトカイン制御、DNA損傷研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAPKAPK-2/MK2 ウサギ pAb
備考/別名	MK2; MK-2; MAPKAP-K2; MAPKAPK-2/MK2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9261
GeneID	9261
免疫原	合成ペプチド ヒトMAPKAPK-2/MK2 (NP_116584.2) のアミノ酸300-400に相当する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	P49137
タンパク質分子量	46kDa
輸送	保冷バッグ