

WbおよびElisa用 抗Mapkbp1ウサギポリクローナル抗体 - O60336

商品番号: CM0019865

前書き

ウエスタンブロッティングおよびELISAで検証済みの本抗体は、ヒト、マウス、ラットのサンプルにわたってMAPKBP1 (JNKBP1)を検出し、NOD2およびJNKシグナル伝達に関する研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAPKBP1 ウサギ pAb
備考/別名	JNKBP1; NPHP20; JNKBP-1; MAPKBP1
種	ヒト
GeneID	23005
免疫原	ヒトMAPKBP1 (NP_001122080.1) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60336
タンパク質分子量	164kDa
輸送	氷袋