

Wb、Elisa用 Anti-March9 ポリクローナル抗体 - Q86Yj5

商品番号: CM0014075

前書き

免疫受容体のエンドサイトーシスおよびリソソーム分解を制御するE3ユビキチンリガーゼである、ヒトMARCH9（MARCF9、RNF179、MARCH-IX）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MARCH9 Rabbit pAb
備考/別名	MARCH9; RNF179; MARCH-IX
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	92979
遺伝子ID	92979
免疫原	ヒトMARCH9 (NP_612405.2) のアミノ酸277-346に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q86YJ5
タンパク質分子量	38kDa
配送	氷袋