

Wb、If-P、Elisa用 抗Marco ポリクローナル抗体 - Q9Uew3

商品番号: CM0015077

前書き

ヒトMARCO（スカベンジャー受容体A6/SCARA2）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光、ELISA用。ヒト、マウス、ラットに交差反応性あり。自然免疫およびマクロファージ研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MARCO ウサギ pAb
備考/別名	SR-A6; SCARA2; MARCO
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	8685
遺伝子ID	8685
免疫原	ヒトMARCO（NP_006761.1）のアミノ酸421-520に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UEW3
タンパク質分子量	53kDa
発送	保冷バッグ