


Anti-Marveld2 (トリセルリン) ウサギポリクローナル抗体 For Wb, Elisa - Q8N4S9

商品番号: CM0012924



前書き

ヒトMARVELD2（トリセルリン）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。タイトジャンクションおよび難聴研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MARVELD2 ウサギ pAb
備考/別名	Tric; DFNB49; MARVD2; MRVLDC2; MARVELD2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	153562
GeneID	153562
免疫原	ヒトMARVELD2 (NP_001033692.2) のアミノ酸1-195に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N4S9
タンパク質分子量	64kDa
発送	保冷バッグ