

Wb、Elisa用抗Mat1Aウサギポリクローナル抗体 - Q00266

商品番号: CM0027753



前書き

MAT1A (S-アデノシルメチオニンシンターゼアイソフォーム1) に対するウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。免疫原は組換え融合タンパク質（アミノ酸1-395番）です。1炭素代謝および肝臓疾患の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAT1A ウサギpAb
備考・別名	MAT; SAMS; MATAI; SAMSI; MATIA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4143
GeneID	4143
免疫原	ヒトMAT1A (NP_000420.1) のアミノ酸1-395番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q00266
タンパク質分子量	44kDa
輸送方法	保冷剤