


抗Mcm2ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - P49736

商品番号: CM0005776



前書き

DNA複製ライセンシングファクターMCM2に対するウサギモノクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットにおいてWB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。細胞周期、DNA複製、腫瘍形成の研究に適しており、信頼性の高いIVD原料です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MCM2 ウサギmAb
備考/別名	BM28, CCNL1, CDCL1, cdc19, DFNA70, D3S3194, MITOTIN, MCM2
種	ヒト
遺伝子ID	4171
免疫原	ヒトMCM2（NP_004517.2）のアミノ酸1-288に相当する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49736
タンパク質分子量	102kDa
輸送方法	氷袋