


抗Mcm2ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P49736

商品番号: CM0016309



前書き

DNA複製ライセンシング因子であるヒトMCM2を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでの検証が完了しており、ヒトおよびマウスと交差反応性を示します。細胞周期および複製研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MCM2 ウサギpAb
略号/別名	BM28; CCNL1; CDCL1; cdc19; DFNA70; D3S3194; MITOTIN; MCM2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	4171
GeneID	4171
免疫原	ヒトMCM2（NP_004517.2）のアミノ酸360～700番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P49736
タンパク質分子量	102kDa
発送方法	保冷剤