

WbおよびElisa用 抗Mcuウサギポリクローナル抗体 - Q8Ne86

商品番号: CM0019927



前書き

WBおよびELISA用に検証済みのウサギポリクローナルMCU抗体。ヒト、マウス、ラットのMCU（ATP産生、カルシウムシグナリング、細胞死経路を調節するミトコンドリアカルシウムユニポーター）を認識します。ミトコンドリア研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MCU ウサギ pAb
備考/別名	HsMCU; C10orf42; CCDC109A; MCU
種	ヒト
遺伝子ID	90550
免疫原	ヒトMCU（NP_612366.1）のアミノ酸51-170に対応する組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8NE86
タンパク質分子量	40kDa
発送	氷袋