

## Wb、Elisa用抗Mdh1モノクローナル抗体 - P40925

商品番号: CM0004680



## 前書き

ヒトMDH1に対するウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプル中の内在性MDH1を検出します。代謝およびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 製品名         | MDH1 Rabbit mAb                                                 |
| 備考/別名       | KAR; MDHA; MOR2; DEE88; MDH-s; EIEE88; HEL-S-32; MGC:1375; MDH1 |
| 種           | ヒト                                                              |
| GeneID (ヒト) | 4190                                                            |
| GeneID      | 4190                                                            |
| 免疫原         | 合成ペプチド   ヒトMDH1 (P40925) のアミノ酸235-334領域内の配列に対応する合成ペプチド。         |
| ソース         | ウサギ                                                             |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                                       |
| アプリケーション    | WB, ELISA                                                       |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                      |
| SWISS       | P40925                                                          |
| タンパク質分子量    | 36kDa                                                           |
| 配送          | 氷袋                                                              |