

Wb、Elisa用抗Mdm2ウサギモノクローナル抗体 - Q00987

商品番号: CM0007415



前書き

ヒトMDM2（HDM2）に対するウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。p53経路におけるE3ユビキチンリガーゼの研究、アポトーシス研究、がん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MDM2 ウサギmAb
備考／別名	HDMX; LSKB; hdm2; ACTFS; MDM2
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	4193
GeneID	4193
免疫原	ヒトMDM2（NP_001354919.1）のアミノ酸101～200領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q00987
タンパク質分子量	11kDa/14kDa/24kDa/30kDa/33kDa/35kDa/48kDa/49kDa/55kDa
発送方法	保冷剤