


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Me3 (Nadp-Me) ウサギポリクローナル抗体 - Q16798

商品番号: CM0014388



前書き

ヒトME3（NADP依存性リンゴ酸酵素、ミトコンドリア）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラットに反応します。Uniprot：Q16798。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ME3 Rabbit pAb
備考／別名	NADP-ME、ME3
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	10873
遺伝子ID	10873
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16798
タンパク質分子量	67kDa
輸送	保冷バッグ