


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Meckelinモノクローナル抗体 - Q5Hya8

商品番号: CM0003857



前書き

ヒトMeckelin

(TMEM67)に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。繊毛病およびWntシグナル伝達研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Meckelin ウサギ mAb
備考/別名	MKS3; JBTS6; NPHP11; TNEM67; MECKELIN; Meckelin
種	ヒト
GeneID (ヒト)	91147
GeneID	91147
免疫原	ヒトMeckelin (NP_714915.3) のアミノ酸800-880に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q5HYA8
タンパク質分子量	112kDa
発送	保冷バッグ