

Ihc-P、Elisa用抗Mecrポリクローナル抗体 - Q9Bv79

商品番号: CM0018946



前書き

IHC-

PおよびELISAで検証済みのMECRラビットpAb（UniProt

Q9BV79）。ヒトと反応します。ミトコンドリア脂肪酸合成、鉄恒常性、およびMECR関連神経障害の調査に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MECR Rabbit pAb
備考/別名	ETR1; NRBF1; CGI-63; FASN2B; DYTOABG; MECR
種	ヒト
遺伝子ID	51102
免疫原	ヒトMECR（NP_057095.4）のアミノ酸54-373以内の配列に対応する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9BV79
タンパク質分子量	40kDa
配送	氷袋