


Wb、Elisa用抗Med4ポリクローナル抗体 - Q9Npj6

商品番号: CM0026071



前書き

ヒトMED4に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット(WB)およびELISAでの実用性が検証済みです。MED4はメディエーター複合体のサブユニットで、制御タンパク質とRNAポリメラーゼIIを橋渡しして転写制御を行います。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MED4 Rabbit pAb
備考／別名	ARC36; VDRIP; DRIP36; TRAP36; HSPC126; MED4
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	29079
免疫原	ヒトMED4 (NP_054885.1) のアミノ酸1-270番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NPJ6
タンパク質分子量	30kDa
発送方法	保冷剤