


WbおよびElisa用抗Med6ウサギポリクローナル抗体 - O75586

商品番号: CM0030395



前書き

WBおよびELISAで検証済みのMED6ウサギポリクローナル抗体(pAb)です。ヒトのMediatorサブユニット6(28kDa)を検出します。転写研究やMediator複合体の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MED6 ウサギpAb
別名	ARC33; NY-REN-28; MED6
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	10001
GeneID	10001
免疫原	ヒトMED6 (NP_005457.2) のアミノ酸27～246に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O75586
タンパク質分子量	28kDa
発送方法	保冷剤