

Anti-Mef2C ウサギポリクローナル抗体（Wb, If, Ihc, Elisa対応） - Q0606413

商品番号: CM0016085

前書き

WB、IF-P、IHC-

P、ELISAで検証されたMEF2Cウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。筋肉の発達、神経生物学、および転写制御の研究に最適です。SWISS: Q06413。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MEF2C ウサギ pAb
備考/別名	NEDHSIL; DEL5q14.3; C5DELq14.3; MEF2C
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4208
GeneID	4208
免疫原	ヒト MEF2C (NP_002388.2) のアミノ酸170-380に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q06413
タンパク質分子量	51kDa
配送方法	アイスバッグ