

Meis2に対するモノクローナル抗体 Wb、Elisa用 - O14770

商品番号: CM0008105



前書き

ヒトMEIS2を標的とするウサギモノクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。ヒトおよびマウスのMEIS2を検出し、転写制御や発生生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MEIS2 ウサギmAb
別名	MRG1; CPCMR; HsT18361; MEIS2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	4212
GeneID	4212
免疫原	合成ペプチド ヒトMEIS2 (O14770) のアミノ酸1-100領域内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O14770
タンパク質分子量	52kDa
発送方法	保冷剤同梱