

Wb、Elisa用 抗Mek1/Mek2 ウサギポリクローナル抗体 - Q02750/P36507

商品番号: CM0024325



前書き

MEK1/MEK2 (MAP2K1/2)

を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロッティングおよびELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。MAPK/ERKシグナル伝達経路の研究や診断アッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MEK1/MEK2 Rabbit pAb
備考/別名	MEK1/MEK2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	5604/5605
GeneID	5604/5605
免疫原	合成ペプチド ヒトMAP2K1 (NP_002746.1) のアミノ酸200〜300領域の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q02750/P36507
タンパク質分子量	40kDa/43kDa/44kDa
発送方法	保冷剤