


Wb・Elisa用抗Mep1Aポリクローナル抗体 - Q16819

商品番号: CM0030326



前書き

MEPIA Rabbit

pAbは、ヒトメブリンAサブユニットαに対するウサギ由来ポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットのサンプル中のMEPIAを検出します。メタロプロテアーゼ研究やIVD開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MEPIA Rabbit pAb
備考／別名	PPHA; MEPIA
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4224
遺伝子ID	4224
免疫原	ヒトMEPIA (NP_005579.2) のアミノ酸440～700番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16819
タンパク質分子量	84kDa
輸送方法	氷袋