

WbおよびElisa用抗Metウサギモノクローナル抗体 - P08581

商品番号: CM0006287



前書き

ウェスタンブロット（WB）およびELISAでバリデーションされた高性能な抗METウサギモノクローナル抗体。ヒトMETを認識し、マウスと交差反応します。がんシグナル伝達の研究やIVDアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MET Rabbit mAb
備考/別名	DA11; HGFR; AUTS9; RCCP2; c-Met; DFNb97; MET
種	ヒト
遺伝子ID	4233
免疫原	ヒトMET (NP_000236.2) のアミノ酸960-1161に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P08581
タンパク質分子量	156kDa
配送	氷袋