

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Mettl3 ウサギポリクローナル抗体 - Q86U44

商品番号: CM0028645



前書き

METTL3 (N6-アデノシンメチルトランスフェラーゼ触媒サブユニット) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのMETTL3を認識。RNAメチル化およびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済] METTL3 ウサギ pAb
備考/別名	M6A; IME4; Spo8; MT-A70; hMETTL3; METTL3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	56339
GeneID	56339
免疫原	組換えタンパク質 ヒトMETTL3 (NP_062826.2) のアミノ酸1-156に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86U44
タンパク質分子量	64kDa
輸送	保冷バッグ