

抗Mffウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa） - Q9Gzy8

商品番号: CM0029138

前書き

ヒトMFFに対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットサンプル中の内因性MFFを検出します。ミトコンドリア分裂およびオルガネラ分裂の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MFF ウサギ pAb
備考/別名	EMPF2; GL004; C2orf33; MFF
種	ヒト
GeneID (ヒト)	56947
GeneID	56947
免疫原	ヒトMFF（NP_064579.3）のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9GZY8
タンパク質分子量	38kDa
配送	保冷バッグ