


抗Mgat4Aウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Um21

商品番号: CM0017852



前書き

ヒトMGAT4A（GNT-IVA）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。糖鎖修飾、グルコース輸送、および膵β細胞機能の研究に最適です。ヒト試料と交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MGAT4A Rabbit pAb
備考/別名	GNT-IV; GnT-4a; GNT-IVA; MGAT4A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11320
GeneID	11320
免疫原	ヒトMGAT4A（NP_036346.1）のアミノ酸28-100に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UM21
タンパク質分子量	62kDa
配送	氷袋