


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Mifモノクローナル抗体 - P14174

商品番号: CM0007409



前書き

ヒトMIF（マクロファージ遊走抑制因子）を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み；ヒト、マウス、ラットと反応します。自然免疫応答および炎症において役割を果たします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MIF Rabbit mAb
備考/別名	GIF; GLIF; MMIF; MIF
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4282
GeneID	4282
免疫原	ヒトMIF (NP_002406.1) のアミノ酸114-199に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P14174
タンパク質分子量	12kDa
配送	アيسバッグ