


抗Mitfウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - O75030

商品番号: CM0007572



前書き

ヒトMITF(O75030)を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒトおよびラットのMITFと反応します。メラノサイト分化、色素遺伝子制御、転写因子研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MITF ウサギmAb
備考／別名	MI; WS2; CMM8; WS2A; COMMAD; MITF-A; bHLHe32; MITF
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4286
遺伝子ID	4286
免疫原	ヒトMITF(NP_001341533.1)のアミノ酸402-526番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	O75030
タンパク質分子量	59kDa
発送方法	保冷剤