


Anti-Mllt3/Af9 ウサギポリクローナル抗体（WbおよびElisa用） - P42568

商品番号: CM0025649



前書き

MLLT3/AF9ウサギポリクローナル抗体は、超伸長複合体におけるクロマチンリーダーであるタンパク質AF9を検出します。ヒト試料におけるWBおよびELISAに適しており、エピジェネティクスおよび白血病研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MLLT3/AF9 ウサギ pAb
備考/別名	AF9; YEATS3; MLLT3/AF9
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4300
免疫原	組換えタンパク質 ヒトMLLT3/AF9 (NP_004520.2) のアミノ酸1-150に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P42568
タンパク質分子量	63kDa
発送	保冷バッグ