


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Mlnポリクローナル抗体 - P12872

商品番号: CM0030170



前書き

ウサギで作製された抗MLNポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISA用に検証済み。ヒトおよびマウスのプロモチリン（消化管運動を調節する分泌ホルモン）を認識します。消化管研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MLN ウサギ pAb
備考/別名	MLN; モチリン
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4295
GeneID	4295
免疫原	ヒトMLN (NP_002409.1) のアミノ酸26-115に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P12872
タンパク質分子量	13kDa
発送	保冷バッグ