


Wb、Elisa用抗Mmachcウサギポリクローナル抗体 - Q9Y4U1

商品番号: CM0017560



前書き

ヒトMMACHC (cb1C) に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。コバラミン代謝およびメチル化経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MMACHC ウサギpAb
備考／別名	cb1C; MMACHC
種	ヒト
GeneID (ヒト)	25974
GeneID	25974
免疫原	ヒトMMACHC (NP_056321.2) のアミノ酸63～282に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y4U1
タンパク質分子量	32kDa
輸送	保冷バッグ