


Anti-Mmp14/Mt1-Mmp Rabbit Polyclonal Antibody For If/Icc, Elisa - P50281

商品番号: CM0016091



前書き

ヒトMMP14/MT1-

MMPに対するウサギポリクローナル抗体。IF/ICCおよびELISAで検証済みです。細胞外マトリックスの分解、細胞移動、血管新生、および腫瘍浸潤のメカニズムの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MMP14/MT1-MMP Rabbit pAb
備考/別名	MMP-14; MMP-XI; MT-MMP; MTIMMP; MTMMP1; WCHRS; MT1-MMP; MT-MMP 1; MMP14/MT1-MMP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4323
GeneID	4323
免疫原	ヒトMMP14/MT1-MMP (NP_004986.1) のアミノ酸75-174領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P50281
タンパク質分子量	66kDa
配送	氷袋