


抗Mmp2ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P08253

商品番号: CM0014797



前書き

本MMP2ウサギポリクローナル抗体はヒト、マウス、ラットのMMP2を検出し、WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。血管新生、腫瘍浸潤、組織リモデリングの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MMP2 ウサギ pAb
別名	CLG4; MONA; CLG4A; MMP-2; TBE-1; MMP-II; MMP2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	4313
遺伝子ID	4313
免疫原	ヒトMMP2 (NP_004521.1) のアミノ酸40～280番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08253
タンパク質分子量	74kDa
発送方法	氷袋梱包