

Wb、Elisa用Anti-Mmp3ポリクローナル抗体 - P28862

商品番号: CM0028979

前書き

WBおよびELISAアプリケーション用のMMP3（ストロメライシン-

1）に対するウサギポリクローナル抗体。分子量54kDaのマウスMMP3を認識します。細胞外マトリックス分解および自然免疫研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

製品名	MMP3 Rabbit pAb
備考/別名	SL-1; STMY; STR1; CHDS6; MMP-3; STMY1
種	マウス
GeneID (ヒト)	4314
GeneID	17392
免疫原	ヒトMMP3 (NP_034939.1) のアミノ酸385-477に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P28862
タンパク質分子量	54kDa
配送	氷袋