

Wb・Elisa用 抗Mnx1/Hb9/Hlxb9 ポリクローナル抗体 - P50219

商品番号: CM0021424

前書き

ヒトMNX1/HB9/HLXB9転写因子を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、マウス・ラットと交差反応性を示します。運動神経や腓臓発生の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MNX1/HB9/HLXB9 ウサギpAb
備考／別名	HB9; HLXB9; SCRA1; HOXHB9; MNX1/HB9/HLXB9
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3110
GeneID	3110
免疫原	組換えタンパク質 ヒトMNX1/HB9/HLXB9 (NP_005506.3) のアミノ酸201-315番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P50219
タンパク質分子量	41kDa
発送	氷袋