

抗モエシンポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P26038

商品番号: CM0024417



前書き

ヒト moesin (MSN) に対するウサギ由来ポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒトおよびマウスと交差反応します。ERMファミリータンパク質やアクチン細胞骨格制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Moesin Rabbit pAb
別名	HEL70; IMD50; Moesin
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	4478
GeneID	4478
免疫原	ヒトMoesin (NP_002435.1) のアミノ酸1~300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P26038
タンパク質分子量	68 kDa
発送方法	氷袋