

抗モノアミン酸化酵素A（Maoa）ウサギポリクローナル抗体（If/Icc、Elisa用） - P21397

商品番号: CM0017498



前書き

ヒト由来モノアミン酸化酵素A（MAOA）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。IF/ICCおよびELISAで検証済みです。神経伝達物質の分解に関与する重要な酵素であるミトコンドリアMAOAを検出します。神経科学および心血管研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	モノアミン酸化酵素A（MAOA）ウサギpAb
備考/別名	BRNR5; MAO-A; モノアミン酸化酵素A（MAOA）
種	ヒト
GeneID（ヒト）	4128
GeneID	4128
免疫原	ヒト モノアミン酸化酵素A（NP_000231.1）のアミノ酸1-260を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P21397
タンパク質分子量	61kDa
配送	アイスバッグ