


抗マウス Cd317/Bst2 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8R2Q8

商品番号: CM0005009



前書き

ウェスタンブロットおよびELISA用、マウスCD317/BST2（骨髄ストローマ抗原2）を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。マウスモデルにおける抗ウイルスおよび自然免疫研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD317/BST2 Rabbit mAb
備考/別名	GREG; Bst-2; CD317; DAMP-1; 2310015110Rik
種	マウス
GeneID (ヒト)	684
GeneID	69550
免疫原	マウスCD317/BST2 (NP_932763.1) のアミノ酸55-152に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q8R2Q8
タンパク質分子量	19kDa
配送	永袋