

WbおよびElisa用 抗マウス胎盤成長因子（Plgf）ポリクローナル抗体 - P49764

商品番号: CM0018882

前書き

マウス胎盤成長因子（PlGF）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。血管新生および血管内皮細胞増殖研究に適しています。マウスPlGFに特異的に反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	マウス PlGF ウサギ pAb
備考/別名	PlGF; Plgf; マウス PlGF
種	マウス
遺伝子ID	18654
免疫原	マウスPlGF（NP_032853.1）のアミノ酸24-158に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P49764
タンパク質分子量	17kDa
発送	保冷バッグ