

Wb、Elisa、Chip用 抗Mre11ラビットモノクローナル抗体 - P49959

商品番号: CM0005448

前書き

ヒトMRE11 (P49959)
を標的とするラビットモノクローナル抗体。WB、ELISA、ChIPで検証済み。ヒトおよびマウスと反応します。DNA二本鎖切断修復の研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRE11 Rabbit mAb
備考/別名	ATLD; HNGS1; MRE11A; MRE11B; MRE11
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4361
遺伝子ID	4361
免疫原	合成ペプチド ヒトMRE11 (P49959) のアミノ酸400-500以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA, ChIP
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	P49959
タンパク質分子量	81kDa
配送	氷袋