


抗Mrp2/Abcc2ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q92887

商品番号: CM0027080



前書き

ヒトMRP2/ABCC2を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。多剤耐性や肝胆道輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRP2/ABCC2 ウサギpAb
備考・別名	DJS; MRP2; cMRP; ABC30; CMOAT; MRP2/ABCC2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1244
遺伝子ID	1244
免疫原	組換えタンパク質[ヒトMRP2/ABCC2 (NP_000383.1) のアミノ酸180-315に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。]
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92887
タンパク質分子量	174kDa
発送方法	保冷剤