


Anti-Mrpl46 ウサギポリクローナル抗体 Wb、Ihc-P、Elisa用 - Q9Eqi8

商品番号: CM0023475



前書き

Mrpl46

ウサギポリクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラットにおけるウェスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済みです。ミトコンドリア翻訳に必要なミトコンドリアリボソームの構成要素である、ミトコンドリア large リボソームサブユニットタンパク質 mL46（39Sリボソームタンパク質L46）を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Mrpl46 Rabbit pAb
略号・別名	LIECG2; P2ECSL; C15orf4; 3110052F15Rik; Mrpl46
生物種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	26589
遺伝子ID	67308
免疫原	マウスMrpl46 (NP_075820.1) のアミノ酸1-283に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9EQI8
タンパク質分子量	32kDa
輸送方法	氷袋