


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Mrps26 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Byn8

商品番号: CM0030745



前書き

ヒトMRPS26に対する高品質なウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。ミトコンドリアリボソーム研究やタンパク質発現研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRPS26 ウサギ pAb
備考/別名	GI008; MRPS13; RPMS13; MRP-S13; MRP-S26; NY-BR-87; C20orf193; dj534B8.3; MRPS26
種	ヒト
GeneID (ヒト)	64949
GeneID	64949
免疫原	組換えタンパク質: ヒトMRPS26 (NP_110438.1) のアミノ酸1-205に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BYN8
タンパク質分子量	24kDa
発送	保冷バッグ