

Wb、Elisa用 Anti-Msmb ポリクローナル抗体 - P08118

商品番号: CM0017569



前書き

ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みのAnti-MSMBウサギポリクローナル抗体。ヒトβ-マイクロセミノプロテイン（前立腺分泌タンパク質、がんバイオマーカーとしての可能性あり）を認識します。組織発現解析やアッセイ開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MSMB Rabbit pAb
備考/別名	MSP; PSP; IGBF; MSPB; PN44; PRPS; HPC13; PSP57; PSP94; PSP-94; MSMB
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4477
GeneID	4477
免疫原	ヒトMSMB (NP_002434.1) のアミノ酸30-114に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P08118
タンパク質分子量	13kDa
配送	アイスバッグ