

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Msraウサギポリクローナル抗体 - Q9Uj68

商品番号: CM0025386

前書き

ヒトMSRA (PMSR)
を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体で、W
B、IHC-
P、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。ヒト
、マウス、ラットと交差反応します。酸化ストレスお
よびタンパク質修復研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MSRA ウサギ pAb
別名	PMSR; MSRA
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4482
免疫原	ヒトMSRA (NP_036463.1) のアミノ酸24～235番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UJ68
タンパク質分子量	26kDa
発送方法	氷袋梱包