


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Mt-Cyb ポリクローナル抗体 - P00156

商品番号: CM0024123



前書き

ヒトシトクロームb（MT-CYB）に対するウサギポリクローナル抗体。ミトコンドリア呼吸鎖複合体IIIの構成成分です。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットに反応します。約43 kDaのバンドを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MT-CYB ウサギ pAb
備考/別名	MTCYB; CYTB; MT-CYB
種	ヒト
遺伝子ID	4519
免疫原	ヒトMT-CYB (YP_003024038.1) のアミノ酸100-200に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P00156
タンパク質分子量	43kDa
配送	保冷バッグ