


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Mtco2ポリクローナル抗体 - P00403

商品番号: CM0017767



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISA用のMTCO2（シトクロムcオキシダーゼサブユニット2）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットで検証済み、26 kDaタンパク質。ミトコンドリア機能研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MTCO2ウサギpAb
備考/別名	COX2; MTCO2
種	マウス
GeneID（ヒト）	4513
GeneID	17709
免疫原	マウスMTCO2（NP_904331.1）のアミノ酸101～200内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P00403
タンパク質分子量	26kDa
輸送	保冷バッグ