


Mterfd1に対するウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa対応） - Q96E29

商品番号: CM0025086



前書き

MTERFD1

(mTERF3)を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。ヒトおよびマウスと交差反応します。ミトコンドリア転写、リボソーム集合、呼吸複合体の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MTERFD1 ウサギ pAb
備考/別名	CGI-12; MTERFD1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51001
GeneID	51001
免疫原	ヒトMTERFD1 (NP_057026.3)のアミノ酸69～300番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
産生源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q96E29
タンパク質分子量	48kDa
輸送方法	氷袋