


Anti-Mth1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P36639

商品番号: CM0008124



前書き

ヒトMTH1（NUDT1）を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みです。酸化プリンヌクレオシド三リン酸加水分解酵素（分子量18

kDa）を検出し、ヌクレオチドプールの主要な浄化因子として機能します。酸化ストレス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MTH1 Rabbit mAb
備考/別名	MTH1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4521
GeneID	4521
免疫原	ヒトMTH1（P36639）のアミノ酸50-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P36639
タンパク質分子量	18kDa
配送	氷袋