

Wb、If/Icc、Elisa用抗Mtmr14ポリクローナ抗体 - Q8Nce2

商品番号: CM0029610

前書き

MTMR14（ホスファチジルイノシトール-3,5-二リン酸3-ホスファターゼで、PI3PおよびPI(3,5)P2を脱リン酸化する）に対するウサギポリクローナ抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。脂質シグナル伝達およびオートファジーの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MTMR14 Rabbit pAb
備考/別名	C3orf29; MTMR14
種	ヒト
GeneID (ヒト)	64419
GeneID	64419
免疫原	ヒトMTMR14 (NP_001070993.1) のアミノ酸335-500に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナ抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8NCE2
タンパク質分子量	72kDa
配送	アイスバック