

Wb、Elisa用抗Mtmr14ウサギポリクローナル抗体 - Q8Nce2

商品番号: CM0021520

前書き

ヒトおよびマウスMTMR14に対する反応性を有し、WBとELISAでの実用性が検証済みのMTMR14ウサギポリクローナル抗体です。本抗体はホスファチジルイノシトール代謝に関与する脂質ホスファターゼであるMTMR14を標的としており、細胞シグナル伝達やホスフォイノシチド制御に関連する疾患の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MTMR14 ウサギ pAb
別名/略称	C3orf29; MTMR14
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	64419
遺伝子ID	64419
免疫原	組換えタンパク質 ヒトMTMR14 (NP_001070993.1)のアミノ酸1-280番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
産生源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8NCE2
タンパク質分子量	72kDa
発送方法	氷袋